



Der neue **SILVER SMART**



Feinstes
KOLLOIDALSILBER
selber gemacht!!




ORIGINALPRODUKTE




Wellness Tools GmbH

Postfach 510 - 8708 Männedorf

T. 044 340 04 80 - F. 044 340 04 50 - www.wellnesstools.ch



Der neue SILVER SMART ist ein sehr präzises Gerät mit eigener Computer-Intelligenz. Die Silberelektroden, welche im Boden des Gehäuses eingesteckt werden, sind reines Silber und geben dank der grossen Oberfläche und dem präzise angepassten Stromfluss vom eingebauten Rechner feinste Silberpartikel in die Lösung ab (Kolloidalsilber).



WICHTIGE TIPPS!!

Für beste Resultate verwenden Sie Wasser mit einer Leitfähigkeit von $10\text{-}20 \mu\text{S}$ (destilliertes Wasser oder Umkehrosmosewasser). Sie können eine gewünschte Sättigung von $1\text{-}30 \text{ ppm}$ eingeben. Für höhere Konzentrationen kann die Flüssigkeit in der Mikrowelle in wenigen Minuten eingekocht werden (verwenden Sie dazu NICHT das Plastikgefäss). Mit dem Verdampfen der halben Wassermenge verdoppelt sich die Konzentration usw. Auf diese Weise können Konzentrationen von über 100 ppm erreicht werden. Höher konzentrierte Silberlösungen können längere Zeit aufbewahrt werden. Silberlösungen sind im allgemeinen Lichtempfindlich, darum sollten Sie sie in lichtundurchlässigen Glasflaschen aufbewahren. Vermeiden Sie es wenn möglich, Wasser mit einer Leitfähigkeit von mehr als $60 \mu\text{S}$ zu verwenden. Je nach den natürlichen Inhaltsstoffen des Wassers können nicht kontrollierbare Silber-Oxide entstehen, welche das Kolloidalsilber binden und die Lösung weniger nützlich machen. Lesen Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung, die dem Gerät beiliegt. Dies ist ein Hightech-Gerät, mit dem sorgfältig gearbeitet werden muss.